



INDUSTRIAS
DEL MOBILIARIO

OFERTAS (Validas hasta el 30/09/2021)

MESAS PARA PROTESICO DENTAL

ACCESORIOS PARA LABORATORIO

MUEBLES PARA LABORATORIO

PRODUCTOS ANTI – COVID 19
PRODUCTOS CLINICA

**OFERTAS PARA
ENMARCAR**

[INDUSTRIAS DEL MOBILIARIO JEB](#)

Polígono Malpica, C/ L, nº 178, 50016 Zaragoza (España)

Telf.: 976 577 121 / 696 40 70 46 

www.mueblesjeb.com

info@mobiliariojeb.com

Síguenos en nuestra historia...!!!



YouTube



PORTADA

INDICE DEL CATALOGO Y COLORES RAL PAG 2

MESAS DE DOS PUESTOS PARA PROTESICO..... PAG 3

MESAS DE UN PUESTO PARA PROTESICO.....PAG 4

MESA PARA PROTESICO DENTAL (MESA ISLA).....PAG 5

MUEBLES PARA LABORATORIO.....PAG 6

ACCESORIOS PARA LABORATORIO (iluminación, aspiración y sillas).....PAG 7

ACCESORIOS LABORATORIO (Cabinas de repasado dental).....PAG 8

PRODUCTOS CLINICA DENTAL (Dispensador Jeb Flex).....PAG 9

PRODUCTOS ANTI COVID 19 (Dispensadores y Punto de higiene)..... PAG 10



IMPORTANTE:

Los precios de las ofertas no incluyen el IVA.

Los portes y montajes no están incluidos.

Ofertas validas hasta el 30/09/2021



1725 €

PVP 2420 €

Mesa Kappa con un cajón central

1675 €

Mesa Kappa con tres cajones centrales

1790 €



2060 €

PVP 2680 €

MESA KAPPA DOS PUESTOS

Mesa equipada con toma de aspiración de 35mm, llave de regulación para gas, soplador retráctil, hueco para micromotor, bandeja porta trabajos, **cuatro tomas de corriente por puesto**, modulo central de dos cajones, encimera de sándwich blanco canteada en pvc gris. Chapas de puesto de inox. Cajones de trabajo con bandeja de plástico. Incluye dos astilleras de madera de trabajo. Posibilidad de equipar sistema para regulación de la aspiración de Jeb.

Dimensiones: 90 (+23) x 176 x 65 cm

MESA ELITE DOS PUESTOS

Mesa equipada con toma de aspiración de 35mm, llave de regulación para gas, soplador retráctil, hueco para micromotor, bandeja porta trabajos, **cuatro tomas de corriente por puesto**, modulo central de 4 cajones, encimera de sándwich blanco canteada en pvc gris. Cajones de trabajo con bandeja de plástico. Peto trasero de formica y chapas de puesto de inox. Incluye dos astilleras de madera de trabajo. Posibilidad de equipar sistema para regulación de la aspiración de Jeb.

Dimensiones: 90 (+23) x 176 x 65 cm



1260 €

PVP 1710 €

MESA KAPPA UN PUESTO

Mesa equipada con toma de aspiración de 35mm, llave de regulación para gas, soplador retráctil, hueco para micromotor, bandeja porta trabajos, **cuatro tomas de corriente por puesto**, módulo central de dos cajones, encimera de sándwich blanco canteada en pvc gris. Chapas de puesto de inox. Cajones de trabajo con bandeja de plástico. Incluye una astillera de madera de trabajo. Posibilidad de equipar sistema para regulación de la aspiración de Jeb.

Dimensiones: 90 (+23) x 116 x 65 cm

Mesa Kappa con un cajón central

1165 €

Mesa Kappa con tres cajones centrales

1285 €



1500 €

PVP 2050 €

MESA ELITE UN PUESTO

Mesa equipada con toma de aspiración de 35mm, llave de regulación para gas, soplador retráctil, hueco para micromotor, bandeja porta trabajos, **cuatro tomas de corriente por puesto**, módulo central de 4 cajones, encimera de sándwich blanco canteada en pvc gris. Cajones de trabajo con bandeja de plástico. Peto trasero de formica y chapas de puesto de inox. Incluye una astillera de madera de trabajo. Posibilidad de equipar sistema para regulación de la aspiración de Jeb.

Dimensiones: 90 (+23) x 116 x 65 cm

Mesa Isla de Jeb



La mesa isla de Jeb, es una mesa de cuatro puestos de trabajo, que dispone de tomas de aspiración, soplador retráctil, hueco para micromotor y chapas de puesto en acero inox. Todos los cajones con sistema de push (sin tirador). En el modulo central se puede alojar las instalaciones (regleta de 6 enchufes, aspiraciones, torretas de enchufes, conexiones de aire...). La encimera es gris, de material Fenix, material reparable a las ralladuras.

Dimensiones: 156 x 156 x 91,5 cm



3100 €

PVP 4635 €



Torreta de 3 enchufes + puertos USB.
Precio de torreta por puesto

150 €





2000 €

PVP 2800 €

BANCADA METALICA PARA ZONA DE ESCAYOLA O ZONA DE SUCIO

Bancada compuesta por:

- Modulo de 50 cm para cubo de desperdicios
- Modulo de 50 cm de tres cajones para escayola (Cajones en acero inox)
- Un modulo de 80 cm para fregadero (estructura y puertas del mueble en acero inox)
- Dos laterales de terminación en los extremos
- Fregadero de una poza
- Grifo gerontológico de alta calidad
- Encimera de acero inoxidable de 190 x 56 cm. Con copete de terminación incluido.
- Zócalo de aluminio y tirador de asa de gran calidad.

Dimensiones: 93 x 190 x 56 cm.

1500 €



Fabricación en madera, con encimera de Inox.

CONJUNTO CAMPANA PARA HORNOS DE PRECALENTAMIENTO + BANCADA DE MUEBLES ESPECIFICOS



Este conjunto va equipado con:

- Campana con puerta metálica para hornos de precalentamiento dental
- Mueble con cajón con ladrillo refractario para los cilindros.
- Mueble abierto para centrifugadora, y hueco para almacenamiento.
- Mueble con baldas para pinzas u otros utensilios.
- Encimera de Inox.

Equipe su laboratorio dental con este fantástico conjunto, y **mejore la salud y la ergonomía de los trabajadores.**

2000 €

Accesorios para aspiración

Aspirador Jeb dos puestos



580 €

PVP 890 €

Sistema Syncro - 635 €

Aspirador Jeb un puesto



560 €

PVP 865 €

Sistema Syncro - 610 €

Astillera aspiración madera



60 €

PVP 105 €

Astillera aspiración metálica



135 €

PVP 190 €

Accesorios para iluminación

Flexo LED articulado



99 €

PVP 150 €

Lámpara fija T- 200 (Luz LED)



370 €

PVP 600 €

2 puestos



Lámpara PL - 45

75 €

Hasta agotar existencias

320 €

PVP 500 €

1 puesto

Accesorios para su comodidad

Silla laboratorio Eco



190 €

PVP 280 €

120 €

PVP 155 €

Silla laboratorio madera



Accesorios para el repasado dental

ACCESORIOS LABORATORIO II

Pupitre de repasado Eco



1400 €

PVP 1960 €

Cabina de repasado ergonómica, funcional y económica. El pupitre va equipado con sistema de aspiración con regulación, soplador de aire retráctil, toma de corriente, agujeros para pasar micromotor y luz LED con protección anti partículas. La puerta es de cristal sólido con sistema abatible y la encimera de acero inoxidable. Incorpora astillera de trabajo. Amplio cajón central para almacenaje.



Mini - Box de repasado para instalar en mesa de trabajo. Equipado con luz LED, astillera de trabajo con bocana para las partículas, cristal abatible, manoplas de protección y agujero para pasar cables. Adaptable a la aspiración de la mesa.

Dimensiones: 35 x 61 x 34 cm




Mini - Box repasado



280 €

PVP 425 €

Dispensador Jeb Flex de 125 cm



Modulo colgable con puerta abatible, cuerpo metálico, con soportes móviles para:

- Guantes (Dos unidades)
- Vasos
- Cánulas o eyectores
- Servilletas
- Mascarillas
- Baberos
- Rollo papel
- Bandeja almacenaje

820 €

Puerta de cristal

PVP 1095 €

725 €

Puerta de madera

PVP 965 €

Dispensador Jeb Flex de 85 cm



Modulo colgable con puerta abatible, cuerpo metálico, con soportes móviles para:

- Guantes
- Vasos
- Cánulas o eyectores
- Servilletas
- Baberos
- Bandeja almacenaje

670 €

Puerta de cristal

PVP 895 €

600 €

Puerta de madera

PVP 795 €

INCLUYE GASTOS DE ENVIO Y EMBALAJE (Precios para España, excluidos Islas Baleares e Islas Canarias)

PRODUCTOS ANTI - COVID 19



500 €

PVP 715 €

Punto de Higiene HINE

El Punto de Higiene Hine, incorpora en un solo mueble todo lo necesario para la protección bacteriana; calzas para zapatos, guantes, servilletas o mascarillas y dispensador electrónico de gel. Además va equipado con cubo de residuos y bandeja de inox anti goteo. Se puede poner ruedas. Mueble metálico de grosor 1mm. Ideal para centros de trabajo, hospitales, colegios, oficinas, laboratorios y clínicas.

Dimensiones: 140 x 40 x 48 cm.



Dispensadores HINE de gel / guantes

Incluye vinilo publicitario. Oferta especial hasta agotar existencias.

Garantizado que con nuestros soportes, las personas se echan mas gel.

60 €

PVP 100 €

36 €

PVP 60 €

65 €

PVP 114 €

